


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Traf6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y4K3

Número do item: CM0021268



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-TRAF6 de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para o estudo da função da ubiquitina ligase e das vias de sinalização NF-κB. Específico e confiável para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAF6 Rabbit pAb
Observações/Alias	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Espécie	Humano
ID do Gene	7189
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do TRAF6 humano (NP_004611.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4K3
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo