

Anticorpo Monoclonal Anti-Traf6Bp/Tax1Bp1 Para Wb, Elisa - Q86Vp1

Número do item: CM0003477



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado contra TRAF6BP/TAX1BP1 (T6BP/TXBP151). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudos de imunidade inata e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho TRAF6BP/TAX1BP1
Observações/Apelido	T6BP; TXBP151; CALCOCO3; TRAF6BP/TAX1BP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8887
GeneID	8887
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 690-789 do TRAF6BP/TAX1BP1 humano (Q86VP1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q86VP1
Peso Proteico	91kDa
Remessa	Saco de Gelo