


Anticorpo Policlonal Anti-Traf6Bp/Tax1Bp1 Para Ihc-P E Elisa - Q86Vp1

Número do item: CM0022950



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a TRAF6BP/TAX1BP1 (T6BP, TXBP151, CALCOCO3). Adequado para IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para humanos e ratos. Ideal para pesquisas sobre a sinalização de NF-kB, autofagia e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TRAF6BP/TAX1BP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	T6BP; TXBP151; CALCOCO3; TRAF6BP/TAX1BP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8887
GeneID	8887
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 709-789 de TRAF6BP/TAX1BP1 humano (NP_006015.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q86VP1
Peso da proteína	91kDa
Transporte	Bolsa de gelo