

Anticorpo Policlonal Anti-Traf7 Para Wb, Elisa - Q6Q0C0

Número do item: CM0013999



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TRAF7 humano (Q6Q0C0) para aplicações de WB e ELISA. Reatividade cruzada validada: Humano. Ideal para pesquisa em imunidade inata, inflamação e vias de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para TRAF7
Observações/Apelido	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84231
ID do Gene	84231
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-400 do TRAF7 humano (NP_115647.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6Q0C0
Peso Proteico	75kDa
Envio	Em saco de gelo