

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Traf7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Q0C0

Número do item: CM0031023



introdução

O TRAF7 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com TRAF7 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de ligase de ubiquitina, imunidade inata e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAF7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RFWD1, RNF119, CAFDADD, TRAF7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84231
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6Q0C0
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de gelo