

Anti-Traf7 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Western Blot E Elisa - Q6Q0C0

Número do item: CM0024362



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TRAF7 validado para Western blot e ELISA. Detecta TRAF7 humano com reatividade cruzada para rato. Ideal para investigar imunidade inata, inflamação e vias de apoptose. Fornecido pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAF7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84231
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-400 do TRAF7 humano (NP_115647.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q6Q0C0
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Saco de gelo