


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Trafd1 Para Wb, Elisa - O14545

Número do item: CM0013168



introdução

O Anticorpo Policlonado de Coelho TRAFD1 detecta o TRAFD1 humano (FLN29) por meio de WB e ELISA. O alvo é um regulador negativo das vias inatas TLR4/RLH do sistema imunológico, útil para pesquisa em inflamação e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	TRAFD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	FLN29; TRAFD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10906
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do TRAFD1 humano (NP_006691.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14545
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo