

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tram1 Para Wb - Q15629

Número do item: CM0013531

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRAM1 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Útil para estudar translocação de proteínas do RE, resposta a proteínas não dobradas e evasão imunológica viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAM1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TRAM; PNAS8; TRAMP; TRAM1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23471
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 305-374 da TRAM1 humana (NP_055109.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15629
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo