


Anticorpo Policlonal Anti-Transcobalamina-1 (Tcn1) Para Wb, Elisa - P20061

Número do item: CM0028443



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a Transcobalamina-1 humana (TCN1/Haptocorrina). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar o transporte da vitamina B12 e a proteção gastrointestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HC, TC1, TCI, TC-1, TCN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6947
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-280 da TCN1 humana (NP_001053.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Acesso SWISS	P20061
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo