


Anticorpo Monoclonal Anti-Fator De Transcrição Ap-2-Alfa (Tfap2A) Para Wb, Elisa - P05549

Número do item: CM0007491



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho produzido contra um peptídeo sintético localizado entre os aminoácidos 50-150 do fator de transcrição AP-2-alfa humano (P05549). Validado para aplicações de WB e ELISA; apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre regulação da transcrição e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Proteína ativadora 2 (AP-2/TFAP2A), mAb de coelho
Observações/Apelido	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alfa; Proteína ativadora 2 (AP-2/TFAP2A)
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	7020
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 50-150 da proteína ativadora 2 (AP-2/TFAP2A) humana (P05549).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P05549
Peso da proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo