


Anticorpo Policlonal Anti-Transferrina Para Wb, If, Elisa - P02787

Número do item: CM0014425



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a Transferrina humana (Sero transferrina), validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Ele apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato, tornando-o ideal para estudos de transporte de ferro, captação celular de ferro e homeostase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Transferrin Rabbit pAb (Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Transferrina)
Observações/Apelido	TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; Transferrina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7018
ID do Gene	7018
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 355-698 da Transferrina humana (NP_001054.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02787
Peso Molecular da Proteína	77kDa
Envio	Em saco de gelo