


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Transglutaminase 2 (Tgm2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21980

Número do item: CM0005489



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Transglutaminase 2 (TGM2) humana validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudar reticulação de proteínas, apoptose e modificação da cromatina. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Transglutaminase 2 (TGM2)
Observações/Apelido	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); Transglutaminase 2 (TGM2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7052
GeneID	7052
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 438-687 da Transglutaminase 2 (TGM2) humana (NP_004604.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21980
Peso Proteico	77kDa
Transporte	Saco de gelo