

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Transcetolase (Tkt) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29401

Número do item: CM0030874



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho contra a Transcetolase (TKT) humana, validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da via das pentoses-fosfato e distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TKT Rabbit pAb
Observações/Alias	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48; TKT
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7086
ID do Gene	7086
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da TKT humana (NP_001128527.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29401
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Bolsa de gelo