


Anticorpo Policlonal Anti-Translin (Tsn) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15631

Número do item: CM0023167



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Translin humano (TSN, C3PO); validado em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato; detecta proteína de ~26 kDa. Ideal para pesquisas sobre translocação cromossômica e RISC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSN Rabbit pAb
Observações/Apelido	C3PO; RCHF1; TBRBP; TRSLN; BCLF-1; REHF-1; TSN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7247
GeneID	7247
Imunógeno	Peptídeo sintético (um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do TSN humano, NP_004613.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15631
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo