

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Transportina 3 (Tnp03) Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y5L0

Número do item: CM0002275



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Transportina 3 (TNPO3) humana, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA; reage com humano, rato e rato. Ideal para estudar o transporte nuclear e os mecanismos de infecção pelo HIV-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Transportina 3 (TNPO3)
Observações/Apelido	IPO12, TRNSR, LGMD1F, LGMD2, MTR10A, TRN-SR, TRN-SR2, Transportina 3 (TNPO3)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23534
GeneID	23534
Imunogénio	Péptido Sintético Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 824-923 da Transportina 3 humana (Transportina 3 (TNPO3)) (Q9Y5L0).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y5L0
Peso Proteico	104kDa
Envio	Saco de gelo