


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Transtirretina (Ttr) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02766

Número do item: CM0015194



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Transtirretina humana (TTR), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte de hormônios tireoidianos e pesquisa sobre amiloidose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TTR Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7276
GeneID	7276
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-147 da TTR humana (NP_000362.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02766
Peso Molecular da Proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo