

Anticorpo Policlonal Anti-Trap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12931

Número do item: CM0025890



introdução

O pAb de Coelho TRAP1 é um anticorpo policlonal que tem como alvo a TRAP1 humana (HSP75, HSP90L). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa de chaperonas mitocondriais e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TRAP1
Observações/Alias	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
Espécie	Humana
ID do Gene	10131
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12931
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Bolsa de gelo