

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trap1 Para Wb E Elisa - Q12931

Número do item: CM0011147



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho reconhece especificamente a TRAP1 humana (HSP75), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo, sendo adequado para estudos de chaperonas mitocondriais e pesquisas oncológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-TRAP1
Observações/Apelido	HSP75, HSP 75, HSP90L, TRAP-1, TRAP1
Espécie	Humana
GeneID	10131
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da TRAP1 humana (Q12931)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q12931
Peso da Proteína	80 kDa
Envio	Bolsa de gelo