

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trap1 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12931

Número do item: CM0012712



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TRAP1 validado, detecta HSP75 humano e murino. Adequado para WB, IP, IF, IHC-P, ELISA. Ideal para pesquisa de função mitocondrial e metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAP1 Rab mAb
Observações/Alias	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10131
ID do Gene	10131
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 445-704 do TRAP1 humano (NP_057376.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q12931
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Bolsa de gelo