

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12931

Número do item: CM0029452



introdução

O TRAP1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos, ratos. Ele tem como alvo a chaperona mitocondrial TRAP1, envolvida na função mitocondrial e no metabolismo do câncer. Ideal para pesquisa em oncologia e estresse celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10131
ID do Gene	10131
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 445-704 do TRAP1 humano (NP_057376.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12931
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Em saco de gelo