

Anticorpo Policlonal Anti-Trappc10 Para Wb, Elisa - P48553

Número do item: CM0030642

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à TRAPPC10 humana, uma subunidade do complexo TRAPP II, validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato, sendo adequado para pesquisas sobre tráfego de Golgi e doenças neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAPPC10 Rabbit pAb
Observações/Alias	EHOC1; GT334; TMEM1; TRS30; EHOC-1; TRS130; NEDMISS; TRAPPC10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7109
GeneID	7109
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da TRAPPC10 humana (NP_003265.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P48553
Peso da Proteína	142kDa
Envio	Bolsa de gelo