

Anticorpo Monoclonal Anti-Trappc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P0DI81

Número do item: CM0003156

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a TRAPPC2/Sedlin humana. Validado para western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de transporte vesicular e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAPPC2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; HYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6399
GeneID	6399
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da TRAPPC2 humana (P0DI81)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0DI81
Peso Proteico	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo