

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trappc2 (Sedl) Para Wb, Elisa - P0Di81

Número do item: CM0015992

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRAPPC2 (SEDL) humano, 16 kDa. Adequado para Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas; o imunógeno abrange a proteína completa, do aminoácido 1 ao 140. Ideal para estudos de transporte vesicular e transcrição.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | TRAPPC2 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelidos | SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2                                                            |
| Espécie              | Humana                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)      | 6399                                                                                                                       |
| GeneID               | 6399                                                                                                                       |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 da TRAPPC2 humana (NP_055378.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada  | Humana                                                                                                                     |
| SWISS                | P0Di81                                                                                                                     |
| Peso da Proteína     | 16 kDa                                                                                                                     |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                              |