

Anti-Trappc6A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O75865

Número do item: CM0020873



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TRAPPC6A validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisas sobre biogênese de melanossomos e transporte vesicular. Fornecimento completo em um só lugar com CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAPPC6A pAb de Coelho
Observações/Apelido	TRS33; TRAPPC6A
Espécie	Humano
GeneID	79090
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-173 do TRAPPC6A humano (NP_077013.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O75865
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo