

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trappc6B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Sz2

Número do item: CM0016118



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TRAPPC6B humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Suporta pesquisas sobre tráfego intracelular e desenvolvimento precoce de circuitos neurais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAPPC6B pAb de Coelho
Observações/Apêndice	TPC6, NEDMEBA, TRAPPC6B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	122553
GeneID	122553
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do TRAPPC6B humano (NP_803235.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q86SZ2
Peso Proteico	18kDa
Envio	Bolsa de Gelo