

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trem1 Para If/Icc, Elisa - Q9Np99

Número do item: CM0019328



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TREM1 humano (CD354). Validado para aplicações de IF/ICC e ELISA. Proteína de 26 kDa. Ideal para pesquisa em imunidade inata e resposta inflamatória, incluindo estudos de choque séptico e aterosclerose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TREM1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CD354; TREM-1; TREM1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	54210
GeneID	54210
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TREM1 humano (NP_061113.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NP99
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo