


Anti-Trem2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzc2

Número do item: CM0014586



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o TREM2 humano (Q9NZC2). Validado para WB, IF/ICC, ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para biologia de micróglia e pesquisa de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TREM2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PLOSL2; TREM-2; Trem2a; Trem2b; Trem2c; TREM2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54209
ID do Gene	54209
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-161 do TREM2 humano (NP_061838.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZC2
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo