

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trex1 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Nsu2

Número do item: CM0004784



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho TREX1 validado para WB, IP, ELISA em humano. Direciona-se a uma exonuclease de DNA de 33 kDa envolvida na autoimunidade e na degradação de DNA de micronúcleos. Ferramenta essencial para pesquisa em imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho TREX1
Observações/Apelido	CRV; AGS1; DRN3; HERNS; RVCLS; TREX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11277
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-314 do TREX1 humano (Q9NSU2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NSU2
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo