

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Trex1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nsu2

Número do item: CM0028136



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-TREX1 validado para aplicações WB, IF/ICC e ELISA. Detecta TREX1 em amostras humanas, de camundongo e rato. Atua na 3'-5' exonuclease TREX1 (Q9NSU2), proteína crítica para degradação de DNA e regulação da imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TREX1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CRV; AGS1; DRN3; HERNS; RVCLS; TREX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11277
GeneID	11277
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do TREX1 humano (NP_057465.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NSU2
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo