

Anticorpo Policlonal Anti-Triap1 Para Wb, Elisa - 043715

Número do item: CM0027343



introdução

Anticorpo policlonal de coelho TRIAP1 validado para WB e ELISA, reativo a humano e camundongo. Tem como alvo o regulador mitocondrial de apoptose de 9 kDa (p53CSV/WF-1). Ideal para estudos de morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	WF-1; MDM35; P53CSV; HSPC132; TRIAP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51499
GeneID	51499
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-76 do TRIAP1 humano (NP_057483.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43715
Peso da Proteína	9kDa
Envio	Saco de gelo