

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trib3 Para Wb E Elisa - Q96Ru7

Número do item: CM0012081

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TRIB3 humano. Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para estudos de apoptose e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho TRIB3
Observações/Apelido	NIPK; SINK; TRB3; SKIP3; C20orf97; TRIB3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57761
GeneID	57761
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do TRIB3 humano (Q96RU7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96RU7
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo