

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trif / Ticam1 Para Wb, Elisa - Q8Iuc6

Número do item: CM0016146



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TRIF/TICAM1 humano (aa 180-280). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre imunidade inata, sinalização de TLR e respostas antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIF / TICAM1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF / TICAM1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	148022
GeneID	148022
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-280 do TRIF / TICAM1 humano (NP_891549.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IUC6
Peso da Proteína	76 kDa
Envio	Bolsa de gelo