

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Trif/Ticam1 Para Wb, Elisa - Q8IUC6

Número do item: CM0016005



introdução

Anticorpo policlonico de coelho produzido a partir de recombinante, direcionado a TRIF/TICAM1 humano (UniProt Q8IUC6). Validado para WB, ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização por TLR e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Informação
Nome do Produto	TRIF/TICAM1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF/TICAM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	148022
ID do Gene	148022
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-200 de TRIF/TICAM1 humano (NP_891549.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IUC6
Peso da Proteína	76kDa
Transporte	Saco de gelo