

Anticorpo Policlonal Anti-Trim17 Para Western Blot E Elisa - Q9Y577

Número do item: CM0020302

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TRIM17 humano (ligase E3 de ubiquitina). Adequado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar vias de ubiquitinação, apoptose neuronal e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM17 Coelho pAb
Observações/Apêndice	RBCC; terf; RNF16; TRIM17
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51127
ID do Gene	51127
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-477 do TRIM17 humano (NP_057186.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y577
Peso Proteico	54kDa
Remessa	Bolsa de Gelo