


Anticorpo Policlonal Anti-Trim21/Ss-A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19474

Número do item: CM0017799



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRIM21/SS-A humano (RO52, SSA1, RNF81). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. 54kDa. Ideal para pesquisa em autoimunidade e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho TRIM21/SS-A
Observações/Apelido	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; TRIM21/SS-A
Espécie	Humano
GeneID	6737
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19474
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo