

Anticorpo Policlonal Anti-Trim23 Para Wb, If/Icc, Elisa - P36406

Número do item: CM0030403



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRIM23 humano (ARD1/ARFD1/RNF46), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar vias de autofagia, ubiquitinação e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM23 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARD1, ARFD1, RNF46, TRIM23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	373
GeneID	373
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do TRIM23 humano (NP_001647.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36406
Peso Proteico	64kDa
Envio	Bolsa de Gelo