


Anticorpo Policlonal Anti-Trim24 Para Wb, Elisa - O15164

Número do item: CM0016610



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TRIM24 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Tem como alvo o TRIM24 humano, um coativador transcricional e ligase E3 de ubiquitina com papéis fundamentais na resposta a danos no DNA, imunidade inata e câncer. Ideal para desenvolvedores de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM24 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-820 do TRIM24 humano (NP_056989.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15164
Peso Proteico	117kDa
Envio	Saco de gelo