

Anticorpo Policlonado Anti-Trim29 Para Wb, Elisa - Q14134

Número do item: CM0025008



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra TRIM29 (ATDC) humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa em imunidade inata e ativação de macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM29 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATDC; TRIM29
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23650
GeneID	23650
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 309-588 do TRIM29 humano (NP_036233.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14134
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Em bolsa de gelo