


Anticorpo Policlonal Anti-Trim31 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzy9

Número do item: CM0014909



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à TRIM31, uma ligase E3 de ubiquitina que regula a resposta imune antiviral e a inflamação. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada humana e de camundongo. Ideal para pesquisa em imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM31 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RNF; HCG1; HCGI; C6orf13; TRIM31
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11074
ID do Gene	11074
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 186-425 da TRIM31 humana (NP_008959.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BZY9
Peso Proteico	48kDa
Envio	Em saco de gelo