

Anti-Trim32 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q13049

Número do item: CM0026044



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRIM32 (ligase de ubiquitina E3) para WB, ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Ideal para estudar imunidade inata, autofagia e distrofia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TRIM32 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HT2A; BBS11; TATIP; LGMD2H; LGMDR8; TRIM32
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22954
ID do Gene	22954
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do TRIM32 humano (NP_036342.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13049
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco com gelo