

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trim38 Para Wb E Elisa - 000635

Número do item: CM0028646

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TRIM38 humano, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Eficaz para estudo de respostas imunes inatas e vias ubiquitina-proteassoma. O imunógeno corresponde aos aminoácidos 266-465 do TRIM38 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM38 Rabbit pAb
Observações/Alias	RNF15; RORET; TRIM38
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10475
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 266-465 do TRIM38 humano (NP_006346.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00635
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo