

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trim39 Para Wb, Elisa - Q9Hcm9

Número do item: CM0027402



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TRIM39 validado para WB e ELISA. Detecta TRIM39 humano, uma ligase E3 de ubiquitina envolvida na apoptose, regulação do ciclo celular e sinalização NF-κB. Ideal para pesquisa em câncer e biologia celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | TRIM39 pAb de Coelho                                                                                               |
| Observações/Apelido | TFP, RNF23, TRIM39B, TRIM39                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 56658                                                                                                              |
| GeneID              | 56658                                                                                                              |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do TRIM39 humano (NP_067076.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                             |
| SWISS               | Q9HCM9                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 60kDa                                                                                                              |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                       |