

Anticorpo Policlonal Anti-Trim41 Para Wb E Elisa - Q8Wv44

Número do item: CM0025755



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRIM41 humano (RINCK). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a resposta antiviral inata e degradação mediada por ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM41 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RINCK; TRIM41
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	90933
ID do Gene	90933
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 421-630 do TRIM41 humano (NP_291027.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WV44
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo