

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trim44 Para Wb, Elisa - Q96Dx7

Número do item: CM0025646

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TRIM44, validado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para o estudo da diferenciação neuronal e vias de sinalização PAX6.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM44 Rabbit pAb
Observações/Alias	AN3; MC7; DIPB; HSA249128; TRIM44
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54765
ID do Gene	54765
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 205-344 da TRIM44 humana (NP_060053.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96DX7
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo