

Anti-Trim45 Coelho Anticorpo Policlonal Para If/Icc E Elisa - Q9H8W5

Número do item: CM0018216



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRIM45 humano (RNF99). Validado para IF/ICC e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. O alvo desempenha papel fundamental na resposta inflamatória e vias de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM45 Coelho pAb
Observações/Apelido	RNF99; TRIM45
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80263
GeneID	80263
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-400 do TRIM45 humano (NP_001139107.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9H8W5
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo