

Anticorpo Policlonal Anti-Trim59 Para Wb, Elisa - Q8Iwr1

Número do item: CM0013000

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TRIM59 humano (TSBF1/RNF104), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar ubiquitinação associada ao RE, imunidade inata e vias de autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM59c pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRF1; TSBF1; IFT80L; RNF104; TRIM57; TRIM59
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	286827
GeneID	286827
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-330 do TRIM59 humano (NP_775107.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IWR1
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo