

Anti-Trim60 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q495X7

Número do item: CM0021671

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TRIM60 validado para WB e ELISA. Detecta TRIM60, uma ligase de proteína SUMO E3 que regula a sinalização NF-κB via SUMOilação do TAB2. Reage cruzadamente com camundongo. 55 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM60 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RNF33; RNF129; TRIM60
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	166655
GeneID	166655
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do TRIM60 humano (NP_689833.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q495X7
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo