

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trim62 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bvg3

Número do item: CM0023961

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TRIM62 humano (DEAR1), uma ligase E3 de ubiquitina na imunidade antifúngica. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM62 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DEAR1; TRIM62
Espécie	Humano
ID do Gene	55223
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-280 do TRIM62 humano (NP_060677.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BVG3
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo