

Anticorpo Policlonal Anti-Trim63 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969Q1

Número do item: CM0026969



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TRIM63 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta TRIM63 humano, de rato e de camundongo, uma ligase E3 de ubiquitina específica do músculo envolvida na degradação proteica e atrofia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TRIM63
Observações/Apelido	IRF; SMRZ; MURF1; MURF2; RNF28; TRIM63
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84676
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 253-353 do TRIM63 humano (NP_115977.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969Q1
Peso Proteico	40 kDa
Envio	Em saco de gelo