


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trim66 Para Wb - O15016

Número do item: CM0024176



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TRIM66 humano (TIF1D, TIF1DELTA). Adequado para WB e ELISA. Tem como alvo um repressor de transcrição nuclear com motivos de bromodomínio e dedo de zinco. O15016.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM66 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TIF1D; C11orf29; TIF1DELTA; TRIM66
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9866
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 750-970 do TRIM66 humano (NP_055633.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15016
Peso Proteico	149kDa
Envio	Saco de gelo